

LIFEWAVE®

Y-age
glutathione

Y-age
carnosine

Y-age
aeon

Instructions

Mode d'emploi | Instrucciones | Instruksi

使用説明 | วิธีกาไรใช้

INSTRUCTIONS FOR USE

Rotate through these point locations, using a Glutathione patch 5 to 7 days per week. You can use any of the point locations in this booklet for any Y-Age patch, but the preferred Glutathione locations are shown on page 8.


When combining Y-Age products, use any 2 patches on any 2 of the Y-Age point locations in this booklet, applying the patches on either the midline or right side of the body.

Apply the patches to clean, dry skin in the morning. Patches may be worn for up to 12 hours before discarding. Keep well hydrated while using this product.



STEP 1

First, locate the acupressure point you wish to stimulate.



STEP 2

Next, remove a plastic bead from the bag. Remove the backing from the adhesive plastic patch included. Place the plastic bead in the center of the patch on the adhesive side of the patch.



STEP 3

Lastly, apply the bead and patch to the acupressure point, smoothing the patch on so that it is properly secured to the skin. There should be a mild pressure on the acupressure point.

Warnings: Remove immediately if you feel discomfort or skin irritation occurs. Do not reuse patch once removed from the skin. For external use only. Do not ingest. Do not use on wounds or damaged skin. Ask a health professional before using if you have a health condition, any questions or concerns about your health. Do not use if pregnant or nursing.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Alternez les emplacements indiqués en utilisant un patch Glutathion 5 à 7 jours par semaine. Vous pouvez utiliser n'importe lequel des emplacements indiqués dans ce livret pour tout patch Y-Age, toutefois les emplacements privilégiés pour le patch Glutathione sont indiqués à la page 8.

Si vous combinez des produits Y-Age, utilisez 2 patches sur n'importe lesquels des emplacements indiqués dans ce livret, en appliquant les patches soit sur la ligne médiane soit sur le côté droit de votre corps.

Appliquez les patches le matin, sur une peau propre et sèche. Les patches peuvent être portés pendant 12 heures maximum (jetez-les ensuite). Veillez à bien vous hydrater lorsque vous utilisez ce produit.



ÉTAPE 1

Repérez d'abord le point d'acupressure que vous souhaitez stimuler.



ÉTAPE 2

Retirez ensuite une bille en plastique du sac. Décollez ensuite la pellicule du patch adhésif en plastique inclus. Placez la bille en plastique au centre du patch, du côté adhésif.



ÉTAPE 3

Enfin, appliquez la bille et le patch sur le point d'acupressure, en lissant le patch afin de bien le fixer à la peau. Une légère pression doit être appliquée sur le point d'acupressure.

Warnings: Retirer immédiatement en cas de gêne ou d'irritation de la peau. Ne pas réutiliser un patch qui a été décollé de la peau. Réservé à l'usage externe. Ne pas avaler. Ne pas utiliser sur des plaies ou une peau abîmée. Demander l'avis d'un professionnel de la santé avant toute utilisation du produit en cas de problèmes de santé ou pour toute question ou réserve sur votre état de santé. Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement.

INSTRUCCIONES DE USO

Cambie por orden entre estos puntos de colocación usando un parche de glutatión de 5 a 7 días por semana. Puede utilizar cualquiera de los puntos de colocación que se muestran en este folleto para el parche Y-Age; no obstante, las colocaciones preferidas del parche de glutatión son las que figuran en la pagina 8.


Al combinar los productos Y-Age, use 2 parches cualesquiera sobre 2 de los puntos de colocación de Y-Age que figuran en este folleto y aplique los parches sobre la línea central o el lado derecho del cuerpo.

Coloque los parches por la mañana sobre la piel seca y limpia. Los parches pueden usarse durante un máximo de 12 horas antes de desecharlos. Debe mantenerse muy bien hidratado mientras use este producto.



PASO 1

En primer lugar, localice el punto de digitopresión que desea estimular.



PASO 2

A continuación, extraiga una esfera de plástico de la bolsa. Retire la lámina protectora de la parte posterior del parche de plástico adhesivo y coloque la esfera de plástico en el centro del lado adhesivo del parche.



PASO 3

Por último, coloque la esfera de plástico y el parche en el punto de digitopresión, alíselo de modo que quede correctamente colocado sobre la piel y ejerza una leve presión sobre el punto de digitopresión.

Advertencias: Retire inmediatamente el parche si siente alguna molestia o irritación en la piel. No debe reutilizar los parches una vez retirados de la piel. Sólo para uso externo, no deben ingerirse. No use los parches en piel con heridas o dañada. Si sufre algún problema de salud, consulte a un profesional sanitario antes de usar los parches. No deben usarse si está embarazada o en período de lactancia. Este folleto no debe considerarse consejo médico en ningún caso. Los resultados individuales pueden variar.

INSTRUKSI PENGGUNAAN

Putar melalui lokasi titik ini, menggunakan plester Glutathione 5 sampai 7 hari per minggu. Anda dapat menggunakan lokasi titik mana pun dalam buklet ini untuk plester Y-Age, tetapi lokasi Glutathione yang dianjurkan ditampilkan di halaman 8.

Saat menggabungkan produk-produk Y-Age, gunakan 2 plester mana pun pada 2 lokasi titik Y-Age mana pun di buklet ini, menempelkan plester di bagian tengah atau sisi kanan tubuh.

Tempelkan plester pada kulit yang kering dan bersih di pagi hari. Plester dapat dipakai hingga 12 jam sebelum dibuang. Jaga hidrasi dengan baik saat menggunakan produk ini.



LANGKAH 1

Pertama, temukan titik akupresur yang ingin Anda stimulasikan.



LANGKAH 2

Selanjutnya, keluarkan manik-manik plastik dari kemasan. Lepaskan penyangga dari plester plastik perekat yang disertakan. Tempatkan manik-manik plastik di tengah plester pada sisi perekat plester.



LANGKAH 3

Terakhir, terapkan manik-manik dan plester ke titik akupresur, usap plester sehingga menempel dengan baik pada kulit. Akan ada tekanan ringan pada titik akupresur.

Peringatan: Segera lepaskan jika Anda merasa tidak nyaman atau terjadi iritasi kulit. Jangan gunakan kembali plester setelah dilepaskan dari kulit. Hanya untuk penggunaan eksternal. Jangan ditelan. Jangan gunakan pada kulit yang luka atau rusak. Konsultasikan kepada ahli kesehatan sebelum menggunakannya jika Anda memiliki kondisi kesehatan, pertanyaan, atau perhatian mengenai kesehatan Anda. Jangan gunakan jika sedang hamil atau menyusui.

使用說明

每週在這些位置上輪流使用谷胱甘肽貼片 5 至 7 天。您可以將任何一種 Y-Age 貼片用於本手冊中提及的任何位置之上，但第 8 頁所示位置為使用谷胱甘肽貼片的首選位置。


在同時使用 Y-Age 產品時，可在本手冊中的任何 2 個 Y-Age 位置之上使用任何 2 片貼片，並將貼片貼在身體的中線或右側。

於清晨將貼片貼於潔淨、乾燥的皮膚上。在丟棄前，貼片可發揮作用長達 12 小時。使用本產品時，請補充足夠水份。



第1步

首先，找到您想要刺激的位置。



第2步

然後，從袋中取出一顆塑膠珠子。將內含的粘性塑膠貼片的背面撕下。將塑膠珠子置於貼片的粘性面的中央。



第3步

最後，將珠子和貼片貼到位置，將貼片抹平，讓貼片恰當固定在皮膚上。貼片黏貼處應有輕微的壓力。

警告： 如果您感覺不適或出現皮膚刺激，請立即撕下貼片。請勿重複使用已從皮膚撕下的貼片。僅供外用。切勿吞嚥。切勿用於傷口或受損皮膚處。如果您有任何健康狀況、問題或對自己的健康有疑慮，請在使用前諮詢健康專業人員。如果懷孕或哺乳，切勿使用。

วิธีการใช้

ใช้แผ่นแปะกลูต้าไธโอน 5 ถึง 7 วันต่อสัปดาห์ ย้ายตำแหน่งที่กดจุดในแต่ละครั้ง แผ่นแปะในกลุ่มวายเอจสามารถกดจุดตามรายละเอียดในคู่มือนี้ สำหรับตำแหน่งเฉพาะรุ่นแผ่นแปะกลูต้าไธโอนโปรดศึกษาจุดที่แนะนำในหน้าที่ 8 สามารถใช้แผ่นแปะกลุ่มวายเอจรวมกันได้ 2 แผ่นและให้แปะที่บริเวณจุดที่แนะนำของกลุ่มวายเอจในคู่มือนี้ แผ่นแปะกดจุดที่กลางลำตัวหรือด้านขวาของร่างกาย นำแผ่นแปะบนผิวหนังที่แห้งและสะอาดในตอนเช้า แผ่นแปะใช้ได้นานถึง 12 ชั่วโมง ควรดื่มน้ำให้เพียงพอระหว่างการใช้อยู่ผลิตภัณฑ์



ขั้นตอนที่ 1

หาจุดกดจุดที่คุณต้องการผ่อนคลาย



ขั้นตอนที่ 2

นำลูกบอลกดจุดออกจากถุง ลอกแผ่นรองออกจากแผ่นแปะ วางลูกบอลกดจุดตรงกลางของแผ่นแปะที่เป็นด้านกา



ขั้นตอนที่ 3

วางลูกบอลกดจุดและแผ่นแปะตรงจุดที่ต้องการ เกลี่ยแผ่นแปะให้เรียบเพื่อให้แผ่นติดแน่นกับผิวหนัง จะมีแรงดันเล็กน้อยตรงบริเวณที่กดจุด

คำเตือน: หลีกเลี่ยงทันทีเมื่อเกิดอาการไม่สบายตัวหรือระคายเคืองที่ผิวหนัง ห้ามนำแผ่นแปะกลับมาใช้ซ้ำเมื่อลอกแผ่นแปะออกหลังจากการใช้งาน สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น ห้ามรับประทาน ห้ามใช้บริเวณที่มีบาดแผลหรือผิวหนังที่อักเสบ ท่านที่มีโรคประจำตัว มีค่าจางหรือข้อกังวลใดๆเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ ห้าม สตรีมีครรภ์ และสตรีที่ให้นมบุตรใช้



INSTRUCTIONS FOR USE

Rotate through these point locations, using a Carnosine patch 1 to 3 days per week. You can use any of the point locations in this booklet for any Y-Age patch, but the preferred Carnosine locations are shown on page 15.


When combining Y-Age products, use any 2 patches on any 2 of the Y-Age point locations in this booklet, applying the patches on either the midline or right side of the body.

Apply the patches to clean, dry skin in the morning. Patches may be worn for up to 12 hours before discarding. Keep well hydrated while using this product.



STEP 1

First, locate the acupressure point you wish to stimulate.



STEP 2

Next, remove a plastic bead from the bag. Remove the backing from the adhesive plastic patch included. Place the plastic bead in the center of the patch on the adhesive side of the patch.



STEP 3

Lastly, apply the bead and patch to the acupressure point, smoothing the patch on so that it is properly secured to the skin. There should be a mild pressure on the acupressure point.

Warnings: Remove immediately if you feel discomfort or skin irritation occurs. Do not reuse patch once removed from the skin. For external use only. Do not ingest. Do not use on wounds or damaged skin. Ask a health professional before using if you have a health condition, any questions or concerns about your health. Do not use if pregnant or nursing.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Alternez les emplacements indiqués en utilisant un patch Carnosine 1 à 3 jours par semaine. Vous pouvez utiliser n'importe lequel des emplacements indiqués dans ce livret pour tout patch Y-Age, toutefois les emplacements privilégiés pour le patch Carnosine sont indiqués à la page 15.


Si vous combinez des produits Y-Age, utilisez 2 patches sur n'importe lesquels des emplacements indiqués dans ce livret, en appliquant les patches soit sur la ligne médiane soit sur le côté droit de votre corps.

Appliquer les patches le matin, sur une peau propre et sèche. Les patches peuvent être portés pendant 12 heures maximum (jetez-les ensuite). Veillez à bien vous hydrater lorsque vous utilisez ce produit.



ÉTAPE 1

Repérez d'abord le point d'acupressure que vous souhaitez stimuler.



ÉTAPE 2

Retirez ensuite une bille en plastique du sac. Décollez ensuite la pellicule du patch adhésif en plastique inclus. Placez la bille en plastique au centre du patch, du côté adhésif.



ÉTAPE 3

Enfin, appliquez la bille et le patch sur le point d'acupressure, en lissant le patch afin de bien le fixer à la peau. Une légère pression doit être appliquée sur le point d'acupressure.

Warnings: Retirer immédiatement en cas de gêne ou d'irritation de la peau. Ne pas réutiliser un patch qui a été décollé de la peau. Réservé à l'usage externe. Ne pas avaler. Ne pas utiliser sur des plaies ou une peau abîmée. Demander l'avis d'un professionnel de la santé avant toute utilisation du produit en cas de problèmes de santé ou pour toute question ou réserve sur votre état de santé. Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement.

INSTRUCCIONES DE USO

Cambie por orden entre estos puntos de colocación, usando un parche de carnosina de 1 a 3 días por semana. Puede utilizar cualquiera de los puntos de colocación que se muestran en este folleto para el parche Y-Age; no obstante, las colocaciones preferidas del parche de carnosina son las que figuran en la página 15.


Al combinar los productos Y-Age, use 2 parches cualesquiera sobre 2 de los puntos de colocación de Y-Age que figuran en este folleto y aplique los parches sobre la línea central o el lado derecho del cuerpo.

Coloque los parches por la mañana sobre la piel seca y limpia. Los parches pueden usarse durante un máximo de 12 horas antes de desecharlos. Debe mantenerse muy bien hidratado mientras use este producto.



PASO 1

En primer lugar, localice el punto de digitopresión que desea estimular.



PASO 2

A continuación, extraiga una esfera de plástico de la bolsa. Retire la lámina protectora de la parte posterior del parche de plástico adhesivo y coloque la esfera de plástico en el centro del lado adhesivo del parche.



PASO 3

Por último, coloque la esfera de plástico y el parche en el punto de digitopresión, alíselo de modo que quede correctamente colocado sobre la piel y ejerza una leve presión sobre el punto de digitopresión.

Advertencias: Retire inmediatamente el parche si siente alguna molestia o irritación en la piel. No debe reutilizar los parches una vez retirados de la piel. Sólo para uso externo, no deben ingerirse. No use los parches en piel con heridas o dañada. Si sufre algún problema de salud, consulte a un profesional sanitario antes de usar los parches. No deben usarse si está embarazada o en período de lactancia. Este folleto no debe considerarse consejo médico en ningún caso. Los resultados individuales pueden variar.

INSTRUKSI PENGGUNAAN

Putar melalui lokasi titik ini, menggunakan plester Carnosine 1 sampai 3 hari per minggu. Anda dapat menggunakan lokasi titik mana pun dalam buklet ini untuk plester Y-Age, tetapi lokasi Carnosine yang dianjurkan ditampilkan di halaman 15.


Saat menggabungkan produk-produk Y-Age, gunakan 2 plester mana pun pada 2 lokasi titik Y-Age mana pun di buklet ini, menempelkan plester di bagian tengah atau sisi kanan tubuh. Tempelkan plester pada kulit yang kering dan bersih di pagi hari.

Plester dapat dipakai hingga 12 jam sebelum dibuang. Jaga hidrasi dengan baik saat menggunakan produk ini.



LANGKAH 1

Pertama, temukan titik akupresur yang ingin Anda stimulasikan.



LANGKAH 2

Selanjutnya, keluarkan manik-manik plastik dari kemasan. Lepaskan penyangga dari plester plastik perekat yang disertakan. Tempatkan manik-manik plastik di tengah plester pada sisi perekat plester.



LANGKAH 3

Terakhir, terapkan manik-manik dan plester ke titik akupresur, usap plester sehingga menempel dengan baik pada kulit. Akan ada tekanan ringan pada titik akupresur.

Peringatan: Segera lepaskan jika Anda merasa tidak nyaman atau terjadi iritasi kulit. Jangan gunakan kembali plester setelah dilepaskan dari kulit. Hanya untuk penggunaan eksternal. Jangan ditelan. Jangan gunakan pada kulit yang luka atau rusak. Konsultasikan kepada ahli kesehatan sebelum menggunakannya jika Anda memiliki kondisi kesehatan, pertanyaan, atau perhatian mengenai kesehatan Anda. Jangan gunakan jika sedang hamil atau menyusui.

使用說明

每週在這些位置上輪流使用肌狀貼片 1 至 3 天。

您可以將任何一種 Y-Age 貼片用於本手冊中提及的任何位置之上，但第15頁所示位置為使用肌狀貼片的首選位置。


在同時使用 Y-Age 產品時，可在本手冊中的任何 2 個 Y-Age 穴位之上使用任何 2 片貼片，並將貼片貼在身體的中線或右側。

於清晨將貼片貼於潔淨、乾燥的皮膚上。在丟棄前，貼片可發揮作用長達 12 小時。使用本產品時，請補充足夠水份。



第1步

首先，找到您想要刺激的位置。



第2步

然後，從袋中取出一顆塑膠珠子。將內含的粘性塑膠貼片的背面撕下。將塑膠珠子置於貼片的粘性面的中央。



第3步

最後，將珠子和貼片貼到位置，將貼片抹平，讓貼片恰當固定在皮膚上。發揮作用處應有輕微的壓力。

警告： 如果您感覺不適或出現皮膚刺激，請立即撕下貼片。請勿重複使用已從皮膚撕下的貼片。僅供外用。切勿吞嚥。切勿用於傷口或受損皮膚處。如果您有任何健康狀況、問題或對自己的健康有疑慮，請在使用前諮詢健康專業人員。如果懷孕或哺乳，切勿使用。


วิธีการใช้

ใช้แผ่นแปะ คาร์โนซีน 1 ถึง 3 วันต่อสัปดาห์ ย้ายตำแหน่งที่กดจุดในแต่ละครั้ง แผ่นแปะในกลุ่มวายเอจสามารถกดจุดตามรายละเอียดในคู่มือนี้ สำหรับตำแหน่งเฉพาะรุ่นแผ่นแปะ คาร์โนซีนโปรตคึกษาจุดที่แนะนำในหน้าที่ 15 สามารถใช้แผ่นแปะกลุ่มวายเอจรวมกันได้ 2 แผ่นและให้แปะที่บริเวณจุดที่แนะนำของกลุ่มวายเอจในคู่มือนี้ แผ่นแปะกดจุดที่กลางลำตัวหรือด้านขวาของร่างกาย นำแผ่นแปะบนผิวหนังที่แห้งและสะอาดในตอนเช้า แผ่นแปะใช้ได้นานถึง 12 ชั่วโมง ควรดื่มน้ำให้เพียงพอระหว่างการใช้อยู่ผลิตภัณฑ์



ขั้นตอนที่ 1

หาจุดกดจุดที่คุณต้องการผ่อนคลาย



ขั้นตอนที่ 2


นำลูกบอลกดจุดออกจากถุง ลอกแผ่นรองออกจากแผ่นแปะ วางลูกบอลกดจุดตรงกลางของแผ่นแปะที่เป็นด้านขวา



ขั้นตอนที่ 3

วางลูกบอลกดจุดและแผ่นแปะตรงจุดที่ต้องการ เกลี่ยแผ่นแปะให้เรียบเพื่อให้แผ่นติดแน่นกับผิวหนัง จะมีแรงดันเล็กน้อยตรงบริเวณที่กดจุด

คำเตือน: หยุดใช้ทันทีเมื่อเกิดอาการไม่สบายตัวหรือระคายเคืองที่ผิวหนัง ห้ามนำแผ่นแปะกลับมาใช้ซ้ำเมื่อลอกแผ่นแปะออกหลังจากการใช้งาน สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น ห้ามรับประทาน ห้ามใช้บริเวณที่มีบาดแผลหรือผิวหนังที่อักเสบ ท่านที่มีโรคประจำตัว มีคำถามหรือข้อกังวลใดๆเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ ห้าม สตรีมีครรภ์ และสตรีที่ให้นมบุตรใช้



INSTRUCTIONS FOR USE

Rotate through these point locations, using an Aeon patch 5 to 7 days per week. You can use any of the point locations in this booklet for any Y-Age patch, but the preferred Aeon locations are shown on page 22.

When combining Y-Age products, use any 2 patches on any 2 of the Y-Age point locations in this booklet, applying the patches on either the midline or right side of the body.

Apply the patches to clean, dry skin in the morning. Patches may be worn for up to 12 hours before discarding. Keep well hydrated while using this product.



STEP 1

First, locate the acupressure point you wish to stimulate.



STEP 2

Next, remove a plastic bead from the bag. Remove the backing from the adhesive plastic patch included. Place the plastic bead in the center of the patch on the adhesive side of the patch.



STEP 3

Lastly, apply the bead and patch to the acupressure point, smoothing the patch on so that it is properly secured to the skin. There should be a mild pressure on the acupressure point.

Warnings: Remove immediately if you feel discomfort or skin irritation occurs. Do not reuse patch once removed from the skin. For external use only. Do not ingest. Do not use on wounds or damaged skin. Ask a health professional before using if you have a health condition, any questions or concerns about your health. Do not use if pregnant or nursing.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Alternez les emplacements indiqués en utilisant un patch Aeon 5 à 7 jours par semaine. Vous pouvez utiliser n'importe quel des emplacements indiqués dans ce livret pour tout patch Y-Age, toutefois les emplacements privilégiés pour le patch Aeon sont indiqués à la page 22.


Si vous combinez des produits Y-Age, utilisez 2 patchs sur n'importe lesquels des emplacements indiqués dans ce livret, en appliquant les patchs soit sur la ligne médiane soit sur le côté droit de votre corps.

Appliquer les patchs le matin, sur une peau propre et sèche. Les patchs peuvent être portés pendant 12 heures maximum (jetez-les ensuite). Veillez à bien vous hydrater lorsque vous utilisez ce produit.



ÉTAPE 1

Repérez d'abord le point d'acupressure que vous souhaitez stimuler.



ÉTAPE 2

Retirez ensuite une bille en plastique du sac. Décollez ensuite la pellicule du patch adhésif en plastique inclus. Placez la bille en plastique au centre du patch, du côté adhésif.



ÉTAPE 3

Enfin, appliquez la bille et le patch sur le point d'acupressure, en lissant le patch afin de bien le fixer à la peau. Une légère pression doit être appliquée sur le point d'acupressure.

Warnings: Retirer immédiatement en cas de gêne ou d'irritation de la peau. Ne pas réutiliser un patch qui a été décollé de la peau. Réservé à l'usage externe. Ne pas avaler. Ne pas utiliser sur des plaies ou une peau abîmée. Demander l'avis d'un professionnel de la santé avant utilisation du produit en cas de problèmes de santé ou pour toute question ou réserve sur votre état de santé. Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement.

INSTRUCCIONES DE USO

Cambie por orden entre estos puntos de colocación, usando un parche Aeon de 5 a 7 días por semana. Puede utilizar cualquiera de los puntos de colocación que se muestran en este folleto para el parche Y-Age; no obstante, las colocaciones preferidas del parche Aeon son las que figuran en la página 22.


Al combinar los productos Y-Age, use 2 parches cualesquiera sobre 2 de los puntos de colocación de Y-Age que figuran en este folleto y aplique los parches sobre la línea central o el lado derecho del cuerpo.

Coloque los parches por la mañana sobre la piel seca y limpia. Los parches pueden usarse durante un máximo de 12 horas antes de desecharlos. Debe mantenerse muy bien hidratado mientras use este producto.



PASO 1

En primer lugar, localice el punto de digitopresión que desea estimular.



PASO 2

A continuación, extraiga una esfera de plástico de la bolsa. Retire la lámina protectora de la parte posterior del parche de plástico adhesivo y coloque la esfera de plástico en el centro del lado adhesivo del parche.



PASO 3

Por último, coloque la esfera de plástico y el parche en el punto de digitopresión, alíselo de modo que quede correctamente colocado sobre la piel y ejerza una leve presión sobre el punto de digitopresión.

Advertencias: Retire inmediatamente el parche si siente alguna molestia o irritación en la piel. No debe reutilizar los parches una vez retirados de la piel. Sólo para uso externo, no deben ingerirse. No use los parches en piel con heridas o dañada. Si sufre algún problema de salud, consulte a un profesional sanitario antes de usar los parches. No deben usarse si está embarazada o en período de lactancia. Este folleto no debe considerarse consejo médico en ningún caso. Los resultados individuales pueden variar.

INSTRUKSI PENGGUNAAN

Putar melalui lokasi titik ini, menggunakan plester Aeon 5 sampai 7 hari per minggu. Anda dapat menggunakan lokasi titik mana pun dalam buklet ini untuk plester Y-Age, tetapi lokasi Aeon yang dianjurkan ditampilkan di halaman 22.


Saat menggabungkan produk-produk Y-Age, gunakan 2 plester mana pun pada 2 lokasi titik Y-Age mana pun di buklet ini, menempelkan plester di bagian tengah atau sisi kanan tubuh. Tempelkan plester pada kulit yang kering dan bersih di pagi hari.

Plester dapat dipakai hingga 12 jam sebelum dibuang. Jaga hidrasi dengan baik saat menggunakan produk ini.



LANGKAH 1

Pertama, temukan titik akupresur yang ingin Anda stimulasikan.



LANGKAH 2

Selanjutnya, keluarkan manik-manik plastik dari kemasan. Lepaskan penyangga dari plester plastik perekat yang disertakan. Tempatkan manik-manik plastik di tengah plester pada sisi perekat plester.



LANGKAH 3

Terakhir, terapkan manik-manik dan plester ke titik akupresur, usap plester sehingga menempel dengan baik pada kulit. Akan ada tekanan ringan pada titik akupresur.

Peringatan: Segera lepaskan jika Anda merasa tidak nyaman atau terjadi iritasi kulit. Jangan gunakan kembali plester setelah dilepaskan dari kulit. Hanya untuk penggunaan eksternal. Jangan ditelan. Jangan gunakan pada kulit yang luka atau rusak. Konsultasikan kepada ahli kesehatan sebelum menggunakannya jika Anda memiliki kondisi kesehatan, pertanyaan, atau perhatian mengenai kesehatan Anda. Jangan gunakan jika sedang hamil atau menyusui.

使用說明

每週在這些位置上輪流使用 Aeon 貼片 5 至 7 天。
您可以將任何一種 Y-Age 貼片用於本手冊中提及的任何位置之上，但第 22 頁所示位置為使用 Aeon 貼片的首選位置。


在同時使用 Y-Age 產品時，可在本手冊中的任何 2 個 Y-Age 位置之上使用任何 2 片貼片，並將貼片貼在身體的中線或右側。

於清晨將貼片貼於潔淨、乾燥的皮膚上。在丟棄前，貼片可發揮作用長達 12 小時。使用本產品時，請補充足夠水份。



第1步

首先，找到您想要刺激的位置。



第2步

然後，從袋中取出一顆塑膠珠子。將內含的粘性塑膠貼片的背面撕下。將塑膠珠子置於貼片的粘性面的中央。



第3步

最後，將珠子和貼片貼到位置，將貼片抹平，讓貼片恰當固定在皮膚上。貼片黏貼處應有輕微的壓力。

警告： 如果您感覺不適或出現皮膚刺激，請立即撕下貼片。請勿重複使用已從皮膚撕下的貼片。僅供外用。切勿吞嚥。切勿用於傷口或受損皮膚處。如果您有任何健康狀況、問題或對自己的健康有疑慮，請在使用前諮詢健康專業人員。如果您懷孕或哺乳，切勿使用。


วิธีการใช้

ใช้แผ่นแปะอ็อน 5 ถึง 7 วันต่อสัปดาห์ ย้ายตำแหน่งที่กดจุดในแต่ละครั้ง แผ่นแปะในกลุ่มวายเอจสามารถกดจุดตามรายละเอียดในคู่มือนี้ สำหรับตำแหน่งเฉพาะรุ่นแผ่นแปะอ็อนโปรดศีกษาจุดที่แนะนำในหน้าที่ 22 สามารถใช้แผ่นแปะกลุ่มวายเอจรวมกันได้ 2 แผ่นและให้แปะที่บริเวณจุดที่แนะนำของกลุ่มวายเอจในคู่มือนี้ แผ่นแปะกดจุดที่กลางลำตัวหรือด้านขวาของร่างกาย นำแผ่นแปะบนผิวหนังที่แห้งและสะอาดในตอนตอนเช้า แผ่นแปะใช้ได้นานถึง 12 ชั่วโมง ควรดื่มน้ำให้เพียงพอระหว่างการใช้อยู่ผลิตภัณฑ์



ขั้นตอนที่ 1

หาจุดกดจุดที่คุณต้องการผ่อนคลาย



ขั้นตอนที่ 2

นำลูกบอลกดจุดออกจากถุง ลอกแผ่นรองออกจากแผ่นแปะ วางลูกบอลกดจุดตรงกลางของแผ่นแปะที่เป็นด้านขาว





ขั้นตอนที่ 3

วางลูกบอลกดจุดและแผ่นแปะตรงจุดที่ต้องการ เกลี่ยแผ่นแปะให้เรียบเพื่อให้แผ่นติดแน่นกับผิวหนัง จะมีแรงดันเล็กน้อยตรงบริเวณที่กดจุด

คำเตือน: หลีกเลี่ยงทันทีเมื่อเกิดอาการไม่สบายตัวหรือระคายเคืองที่ผิวหนัง ห้ามนำแผ่นแปะกลับมาใช้ซ้ำเมื่อออกแผ่นแปะออกหลังจากการใช้งาน สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น ห้ามรับประทาน ห้ามใช้บริเวณที่มีบาดแผลหรือผิวหนังที่อักเสบ ท่านที่มีโรคประจำตัว มีค่าฉาบหรือข้อกังวลใดๆเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ ห้าม สตรีมีครรภ์ และสตรีที่ให้นมบุตรใช้



	File name	- YAGE03IB-UNI2 R06	COLOURS USED 
	Version	- 2	
	Date	- 06 Apr. 2023	
	Dimensions	- 88.9W * 152.4 H	
	Software	- InDesign CC 2023	
	Board Type	- 130gsm gloss paper	